



Abbott Medical Optics

HEALON ENDOCOAT® OVD

HEALON® EndoCoat OVD es un viscoelástico oftálmica que contiene 3% de hialuronato de sodio indicado para su uso como una ayuda quirúrgica en pacientes sometidos a intervenciones del segmento anterior oftálmicos incluyendo: cirugía de cataratas por una lente intraocular, la cirugía de cataratas sin una lente intraocular, implantación de la lente intraocular secundaria. HEALON EndoCoat® OVD es una alta protección, bajo el peso de dispersión OVD que ofrece una seguridad excepcional y facilidad de manejo, así como:

ÚNICA HEALON SUFICIENTEMENTE FIABLES PARA SER LLAMADO OVD DISPERSIVO

TAMAÑO DE LA CANULA	25- G
VOLUMEN DEL PRODUCTO	0.85 ML
GUARDIA DE CANULA	SI
SISTEMA DE ENTREGA	Mejora de la ergonomía
VISCODIDAD	50,000 cps
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	36° a 77° F (2° A 25° C) No requiere refrigeración
APARIENCIA	Solución clara, viscoso incolore
COMPOSICION	3% Hialuronato de Sodio
PESO MOLECULAR	800,000 Da

PROTECCIÓN

Restos en la cámara anterior para proteger las células endoteliales durante todo el proceso de faco

MAYOR RETENCIÓN

Bajo peso molecular asegura propiedades retentivas

CLARIDAD EXCEPCIONAL

Mantiene la claridad en todo el campo quirúrgico

Elimina nubosidad y efecto "serpenteo"

LUBRICACIÓN ÓPTIMA

Ideal para sistemas de inserción de IOL

CUENTE CON LA FAMILIA DE OVDS HEALON®

El estándar de la industria en OVDs No contiene látex para el paciente y la seguridad del personal.