



Reduzca a la mitad su solución de desinfección de alto nivel con

EL PODER DE UNA

UN OPA PARA DESINFECCIÓN MANUAL Y CON REPROCESADOR AUTOMÁTICO DE ENDOSCOPIOS (RAE).
UNA BOTELLA REUTILIZABLE DURANTE 28 DÍAS.



28 DÍAS

=



14 DÍAS



14 DÍAS

RAPICIDE OPA/28 VS MARCAS OPA DE 14 DÍAS

Use la mitad de solución

Tiempo de desinfección reducido

Ahorre tiempo, dinero y esfuerzo

Lista para usar – Sin activación

Las tiras vienen probadas previamente

Un ciclo de enjuague menos

Capacitación y soporte gratuitos



MADE IN USA

Rapicide® OPA/28
DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL



Rapicide® OPA/28 DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL

Dura más

- Reutilice hasta por 28 días
- 2 años de vida útil sin abrir
- 75 días una vez abierto

Altamente eficaz

- Inactiva eficazmente: TB, VIH2, MRSA, VRE, Virus de Hepatitis
- No corrosivo para metales

Cuando la seguridad es importante

- Menos olor que el glutaraldehído
- Gracias al bajo porcentaje de OPA y la baja presión de vapor, la irritación en los ojos, la nariz y la garganta se ve significativamente reducida en comparación con el glutaraldehído

Más eficiente

- Tiempo de desinfección manual de alto nivel de 5 minutos... más rápido que cualquier OPA o glutaraldehído en el mercado en la actualidad
- El tiempo de desinfección manual más rápido brinda un ciclo de desinfección extra por cada cinco instrumentos reprocesados, lo que le permite aumentar la eficiencia operativa
- No requiere activación

Verifique fácilmente la concentración mínima recomendada



Las tiras de prueba Rapicide OPA/28 son compatibles solo con nuestro desinfectante, y hacen que la medición de la concentración sea:

- Fácil de realizar - las tiras tienen una almohadilla indicadora de fácil lectura
- Intuitiva - el diagrama de colores de la botella ofrece una referencia de aprobado/desaprobado
- Rápida - tiempo de inmersión de 3 segundos y tiempo de lectura de la tira de 90 segundos



RAPICIDE® OPA/28 EN NÚMEROS

- 5** MINUTOS de tiempo de desinfección con un RAE a 25° C
- 5** MINUTOS de tiempo de desinfección manual a 20° C como mínimo
- 84** Ciclos de reutilización
- 28** DÍAS de periodo de reutilización, dos veces más que las marcas de OPA de 14 días
- 2** Enjuagues finales en aplicaciones con RAE
- 3** Enjuagues finales necesarios en aplicaciones manuales

RAZONES DE LA EPA PARA QUE USTED ELIMINE EL USO DE GLUTARALDEHÍDO:*

- ⊘ El glutaraldehído es un poderoso irritante de la piel en el trabajo.
- ⊘ El glutaraldehído es causa reconocida de asma ocupacional.
- ⊘ Los pacientes, visitantes y empleados de hospitales puede estar expuestos innecesariamente a vapores de glutaraldehído cuando se usan recipientes abiertos o unidades de reprocesamiento mal ventiladas.
- ⊘ Numerosas organizaciones reguladoras, incluidas la OSHA y NIOSH, están reevaluando sus límites de exposición para el glutaraldehído.

Información de pedido:

Descripción	Cantidad	N.º de ref.
Rapicide® OPA/28 desinfectante de alto nivel	4 Galones/caja	ML02-0132
Rapicide® OPA/28 tiras de prueba	50 tiras/botella	ML02-0136

Conozca más: Medivators.com/OPA28

* EPA – Reducción del uso de óxido de etileno y de glutaraldehído – referencia www.epa.gov

Rapicide® es una marca comercial registrada de Medivators, Inc., una empresa Cantel Medical.