

# saline



- 1 *Es una solución estéril, isotónica y tamponada a pH fisiológico*
- 2 *Para aclarar, hidratar y conservar todo tipo de lentes de contacto. También se utiliza para realizar la limpieza enzimática semanal con enzima Avizor*
- 3 *Es una solución complementaria muy útil para usuarios de todo tipo de lentes de contacto ya que elimina, por ejemplo, posibles partículas de polvo*

## Datos técnicos:

Solución Salina Avizor contiene una combinación de elementos que la hacen efectiva:

- **Cloruro Sódico:**  
para la tonicidad y la osmolaridad.
- **Tampón:**  
que controla el pH de la solución para que sea el pH del ojo.
- **Polihexanida:**  
agente desinfectante.
- **Formato monodosis sin conservantes.**

- 1 *Aclara, hidrata y Conserva todo tipo de lentes de contacto*
- 2 *Libre de Conservantes*
- 3 *Práctico, higiénico y estéril*

