



1 Aclara y humedece tus lentes de contacto

2 Aseptización, conservación, aclarado y acondicionamiento de lentes rígidas y gas-permeables

Datos técnicos:

Es una fórmula compuesta por:

- **Cloruro Sódico:** que aporta la osmolaridad necesaria.
- **Borax/Bórico:** equilibra el pH de la solución, para que sea acorde con el pH del ojo.
- **Polihexanida:** agente conservante.
- **PVP 90:** agente lubricante.
- **EDTA:** quelante que ayuda a la limpieza.
- **HPMC:** agente viscosizante.

