

# gp cleaner



1 Limpia tus lentes de contacto

2 Detergente específico para lentes rígidas y gas-permeable

## Datos técnicos:

Es una fórmula compuesta por:

Detergente aniónico en vehículo acuoso

La limpieza diaria de lentes rígidas y gas-permeable es de especial importancia, ya que una lente sucia no sólo empeora la agudeza visual, sino que también se produce una reducción en su permeabilidad y por tanto se incrementa el riesgo de hipoxia.

**Es un detergente no iónico muy efectivo, que contiene partículas que eliminan los depósitos de lípidos de las lentes rígidas y gas-permeable.**

**Para completar la desinfección de las lentes, este producto debe combinarse con el GP conditioner que completa el sistema.**

