

# AVIZOR

# lacrifresh® cleaning



Mantiene la limpieza  
de tus lentes de contacto  
sin necesidad de quitártelas

## Beneficios para el usuario

- 1 Gotas humectantes que limpian, lubrican e hidratan todo tipo de lentes con un simple parpadeo y sin necesidad de quitárselas.
- 2 Eliminan los depósitos que se acumulan a lo largo del día.
- 3 Avizor Cleaning Drops puede utilizarse hasta 4 veces al día.



## Formato

Formato de 15 ml.

## Composición:

Solución acuosa, isotónica y tamponada, con Poloxamer, EDTA, Povidona y Polihexanida 0,0001%.

Avizor Cleaning Drops son más que unas gotas humectantes, ya que hidratan y limpian todo tipo de lentes de contacto mientras se llevan puestas. Por su especial formulación y acción limpiadora, están especialmente recomendadas para usuarios que llevan las lentes durante periodos de tiempo prolongados o con problemas de incidencia de depósitos.

[www.avizor.com](http://www.avizor.com)